

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ СТАНЦИИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНИЦ ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННЫМ ВАКУУМОМ



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 2-а или 3-и роторные насоса типа "VANE"
- Оцинкованный с обеих сторон ресивер
- Двойной антибактериальный фильтр с сосудом для сбора конденсата
- Блок управления с интегрированной системой аварийной сигнализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Модель	Производительность, л/мин	Бактериальный фильтр, л/мин	Разряжение, бар	Ресивер, л	Электропитание
M-VS01	2(3) x 280	2x400	минус 0,8	270	3x380В / 50 Гц / 1,1 кВт
MVS02	2(3) x 580	2x625		500	3x380В / 50 Гц / 1,5 кВт
M-VS03	2(3) x 750	2x1040		500	3x380В / 50 Гц / 2,2 кВт
M-VS04	2(3) x 1080	2x1500		1000	3x380В / 50 Гц / 3,0 кВт
M-VS05	2(3) x 1750	2x2500		1000	3x380В / 50 Гц / 4,4 кВт
M-VS06	2(3) x 2530	2x3800		1000	3x380В / 50 Гц / 6,0 кВт
M-VS07	2(3) x 3420	2x5100		2000	3x380В / 50 Гц / 8,0 кВт
M-VS08	2(3) x 5000	2x7700		3000	3x380В / 50 Гц / 11,0 кВт

БЛОК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

- Сдвоенный антибактериальный фильтр с дифференциальными манометрами давления
- Тип фильтров зависит от модели вакуумной станции
- Запорные вентили для замены фильтрующих элементов
- Подключение к трубопроводам Ø28 - Ø42 (в зависимости от модели)



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СТАНЦИЕЙ



- Запрограммированный для работы двух или трех вакуум - насосов
- Цифровой контроль давления
- Система аварийной сигнализации
- Индикатор времени наработки
- Возможность связи с центральной системой контроля
- Размеры: 444 x 344 x 150 мм