

СТАНЦИИ ГЕНЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА M-DGS1




Полное соответствие стандарту ISO 7396-1:2016

МОДЕЛИ СТАНЦИИ ГЕНЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА M-DGS1

Модель	Производительность л/мин (8 бар) O ₂ 93%	Производительность компрессора л/мин (8 бар)	Производительность осушителя воздуха +3°C, л/мин	Давление кислорода, бар	Эффективность 1m ³ O ₂ =kWh	Ресиверы, л		Количество 50 л баллонов в резервной рампе	Номинальная мощность потребления станции, кВт
						Air	O ₂		
M-DGS1/40	40	550	900	4,5 - 5,3	1,52	270	150	2 x 2	6,0
M-DGS1/68	68	960	1500	4,5 - 5,3	1,52	500	200	2 x 3	9,0
M-DGS1/96	96	1350	2000	4,5 - 5,3	1,50	500	200	2 x 4	13,0
M-DGS1/132	132	1850	2800	4,5 - 5,3	1,50	725	270	2 x 6	19,0
M-DGS1/158	158	2200	3400	4,5 - 5,3	1,50	725	500	2 x 8	21,0
M-DGS1/226	226	3200	4960	4,5 - 5,3	1,48	1000	725	2 x 10	25,0
M-DGS1/290	290	4100	6400	4,5 - 5,3	1,48	1500	725	2 x (6+6)	34,0
M-DGS1/363	363	5100	7800	4,5 - 5,3	1,45	2000	900	2 x (8+8)	38,0
M-DGS1/408	408	5800	8900	4,5 - 5,3	1,45	2000	1000	2 x (9+9)	44,0
M-DGS1/500	500	7000	11000	4,5 - 5,3	1,45	3000	1500	2 x (10+10)	52,0

- Непрерывное снабжение медицинским кислородом лечебных учреждений
- Существенное снижение расходов по кислороду в лечебных учреждениях
- В составе станции может поставляться компрессор кислорода для дозаправки баллонов резервной рампы
- Станции производства медицинского кислорода соответствуют требованиям международного стандарта ISO 7396-1: 2016 и других нормативных документов

СТАНЦИИ ГЕНЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА M-DGS2



Модели станции генерации медицинского кислорода M-DGS2

Модель	Производительность л/мин O ₂ 93%	Компрессор	Осушитель воздуха +3°C	Давление кислорода, бар	Эффектив- ность 1m ³ O ₂ =kWh	Ресиверы, л		Количество баллонов 50 л в резервной рампе
		л/мин (10 бар)	л/мин			Air	O ₂	
M-DGS1/40	2 x 40	2 x 550	2 x 900	4,5 - 5,3	1,52	2 x 270	2 x 150	3
M-DGS1/68	2 x 68	2 x 960	2 x 1500	4,5 - 5,3	1,52	2 x 500	2 x 200	5
M-DGS1/96	2 x 96	2 x 1350	2 x 2000	4,5 - 5,3	1,50	2 x 500	2 x 200	8
M-DGS1/132	2 x 132	2 x 1850	2 x 2800	4,5 - 5,3	1,50	2 x 725	2 x 270	10
M-DGS1/158	2 x 158	2 x 2200	2 x 3400	4,5 - 5,3	1,50	2 x 725	2 x 500	6 + 6
M-DGS1/226	2 x 226	2 x 3200	2 x 4960	4,5 - 5,3	1,48	2 x 1000	2 x 725	8 + 8
M-DGS1/290	2 x 290	2 x 4100	2 x 6400	4,5 - 5,3	1,48	2 x 1500	2 x 725	10 +10
M-DGS1/363	2 x 363	2 x 5100	2 x 7800	4,5 - 5,3	1,45	2 x 2000	2 x 900	2 (6+6)
M-DGS1/408	2 x 408	2 x 5800	2 x 8900	4,5 - 5,3	1,45	2 x 2000	2 x 1000	2 (8+8)
M-DGS1/500	2 x 500	2 x 7000	2 x 11000	4,5 - 5,3	1,45	2 x 3000	2 x 1500	2 (10+10)
M-DGS1/636	2 x 636	2 x 8900	2 x 13000	4,5 - 5,3	1,40	2 x 3000	2 x 1500	3 (8+8)
M-DGS1/818	2 x 818	2 x 11500	2 x 17000	4,5 - 5,3	1,40	2 x 4000	2 x 2000	3 (10+10)
M-DGS1/1000	2 x 1000	2 x 14000	2 x 22000	4,5 - 5,3	1,40	2 x 5000	2 x 3000	4 (8+8)
M-DGS1/1235	2 x 1235	2 x 17300	2 x 26300	4,5 - 5,3	1,40	4 x 3000	2 x 3000	4 (10+10)

- Непрерывное снабжение медицинским кислородом лечебных учреждений
- 14 различных моделей для производства кислорода с производительностью от 40 до 1235 л/мин
- Существенное снижение расходов на кислород в лечебных учреждениях
- Станции производства медицинского кислорода соответствуют требованиям международного стандарта **ISO 7396-1: 2016** и других нормативных документов

КОНТЕЙНЕРНАЯ СТАНЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА M-DGS1/K

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ РЕНОВАЦИИ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИИ ПРОФИЛЯ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕЙНЕРНОЙ СТАНЦИИ:

- Низкая стоимость генерируемого кислорода
- Не требуется дополнительное помещение для размещения станции
- Требуется минимальная площадь земли у лечебного здания
- Станция поступает от завода полностью смонтированной и протестированной



Модели станции генерации медицинского кислорода M-DGS1K


Модель	Производи- тельность л/мин O ₂ 93%	Концентрация O ₂ %	Давление O ₂ бар	Температура окружающего воздуха °C	Номинальная потребляемая мощность кВт	Количество баллонов в резервной рампе шт.	Общий вес, кг.
M-DGS1K/132	132	93±2%	5,0+1	-30°C + 40°C	20,0	14,0	4800
M-DGS1K/178	178	93±2%	5,0+1	-30°C + 40°C	24,0	14,0	5200
M-DGS1K/226	226	93±2%	5,0+1	-30°C + 40°C	29,0	20,0	5700
M-DGS1K/290	290	93±2%	5,0+1	-30°C + 40°C	34,0	20,0	6260

- Непрерывное снабжение медицинским кислородом лечебных учреждений
- Существенное снижение расходов на кислород в лечебных учреждениях
- Контейнерные станции производства медицинского кислорода соответствуют требованиям международного стандарта ISO 7396-1: 2016 и других нормативных документов

СТАНЦИИ ЗАПРАВКИ БАЛЛОНОВ КИСЛОРОДОМ М-DPS

Станции заправки кислородных баллонов применяются для заправки баллонов от имеющихся источников медицинского кислорода давлением 4-5 бар в лечебных учреждениях. Это удобный способ обеспечить небольшие лечебные учреждения медицинским кислородом в баллонах, а также наполнить небольшие баллоны кислорода машин скорой помощи.

Станция состоит из компрессора кислорода высокого давления разной производительности и коллекторов подключения баллонов с контрольно-измерительными приборами



Код	Модель	Давление O ₂ на входе компрессора бар	Поток O ₂ на входе компрессора ≤ л/мин	Количество заправляемых баллонов (50 л.) в сутки	Количество коллекторов и подключаемых баллонов	Давление O ₂ заправляемых баллонов бар
77021	M-DPS21	4 - 5	60	9	2 x 5	150
77022	M-DPS22	4 - 5	80	15	2 x 8	150
77023	M-DPS23	4 - 5	200	35	3 x 10	150
77024	M-DPS24	4 - 5	360	67	4 x 10	150

Основные характеристики станции заправки баллонов кислорода М-DPS